

SIAA認証 抗ウイルス・抗菌フィルム使用フェイスシールド

SUPER HG SHIELD

オープン価格

着用イメージ (02Rを着用)



着用イメージ (01Rを着用)

- ・ サイズ：01R (横320×縦230mm) 02R (横310×縦230mm) ※フィルムのみ
 - ・ 重 さ：01R (50g) 02R (40g)
 - ・ カラー：フィルム (クリア) フレーム (ブラック)
- ※フィルムにプリントありorなしの2種類からお選び頂けます。
(プリントありは300円UP)

〈商品詳細〉

2020年3月に発売された抗ウイルス・抗菌フィルムRIKEGUARD®を使用したフェイスシールドです。

SIAA (抗菌製品技術協議会) が定めた基準を満たす抗ウイルス・抗菌材料を使用しております。

抗ウイルス・抗菌性能はフィルムの汚れをふいた後でも、石鹼での洗浄後でも変わらず、またフィルムは傷がつきにくい仕様となっているため、安心して繰り返しお使い頂けます。フィルムとフレームのスポンジは取り換えることが可能です。



RIKEGUARD®は
リケンテクノス株式会社の
登録商標です。

〈材質〉

- ・ フィルム部分：RIKEGUARD®FS200
- ・ フレーム部分：ポリエチレン
- ・ 取付具 (ボタン)：ポリアセタール樹脂
- ・ 取付具 (ゴムバンド・マジックテープ)：ポリエステル、ゴム

〈特徴〉

✓ 両面抗ウイルス・抗菌

RIKEGUARD®フィルムは抗ウイルス・抗菌性能を有しているため、アルコールや次亜塩素酸水での消毒は不要です。また、抗ウイルス・抗菌性能の耐久性も確認済みであり、長期間に渡りお使い頂けます。

✓ 顔への接近性

顔面を広く覆い、フェイスラインにフィットするよう設計されています。顎周りも覆うことができるため、横からの飛沫だけでなく下からの飛沫も防ぐことができます。

✓ 選べるフレーム

額の接触部分は柔らかいスポンジを使用しているため圧迫感がありません。また、フレームのスポンジに通気孔が開いているものと閉じているものの2種類展開しています。「上部からの飛沫も防ぎたい」「曇りを抑えたい」等の用途に合わせてお選び頂けます。

✓ 着脱簡単・フィット調整可能

フレームにはゴムバンドとマジックテープを使用しているため、頭のサイズに合わせて誰でも装着が可能となっており、防護具の上からも装着可能です。フィット性があるため、ズレたり、下を向いた時に落ちてしまう心配もありません。また、上下にフィルムを動かすこともできます。



着用イメージ (02Rを着用)

〈種類〉

SUPER HG SHIELD **01R** (ゼロワンアール)

額部分に通気孔が無く、保護範囲がより広いタイプ。
全方位から飛沫を防ぎたい方におすすめです。
高温・多湿の場合は、フィルムのくもりが気になる
場合がございます。

SUPER HG SHIELD **02R** (ゼロツーアール)

額部分に通気孔があり、顔に沿ったフォルムとサイズ。
くもりやすく、動きやすいのが特徴です。
上部以外（正面・横）から飛沫を防ぎたい方におすす
めです。

〈着脱方法〉

フレームとフィルムは、ボタンで簡単に
取り外すことができます。
フレームとフィルムは交換が可能です。
(別売り)



〈ご使用上の注意〉

- ・ 本製品は医薬品ではございません。
- ・ すべてのウイルス・細菌を不活性にするものではございません。
- ・ 薬事法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）の関係上、特定のウイルス名を表記することができません。
- ・ RIKEGUARD®フィルムを取り扱いの際は、RIKEGUARD®フィルムの端部で手を切ったりしないよう、ご注意ください。
- ・ RIKEGUARD®フィルムには保護フィルムが付いています。保護フィルムを剥がしてご使用ください。
- ・ 保護フィルム剥離後、SIAAシールを貼り付けてください。
- ・ フィルム表面の汚れがひどくなったり、折れ曲がったり、キズが入った場合には、フィルムを交換してください。
- ・ 交換したフィルムやフレームを廃棄する場合は、各自治体によって定められた方法に従ってください。
- ・ 使用中、かゆみ・かぶれ・発疹など出た場合には、直ちに使用を中止してください。
- ・ 光の具合や閲覧環境等により、色のイメージが画像と若干異なる場合がございます。
- ・ 生産時期により、サイズや仕様が若干異なる場合がございます。ご了承の上お買い求めください。

〈フィルムの洗浄方法〉

- ・ 洗浄する際には、フレームからフィルムを取り外してください。
- ・ RIKEGUARD®フィルムは抗ウイルス・抗菌性能を有しているため、アルコールや次亜塩素酸水での消毒は不要です。
- ・ 汚れなどがついた場合は、柔らかい布で軽く拭き取ってください。
その際、除光液・ベンジン・シンナー・漂白剤などの溶剤、また研磨剤は使用しないでください。また、次亜塩素酸水やアルコール（IPA）は使用しないでください。次亜塩素酸水やアルコール（IPA）に長時間接すると、変色する恐れがあります。
- ・ 汚れがひどい場合には、柔らかい布に水と家庭用石鹼、もしくはエタノールをしみこませ、表面を洗浄後、きれいな柔らかい布で拭いて乾燥させてください。
- ・ フィルム表面に水滴がついた場合はよく拭き取ってください。残っていると水道水のカルキ跡などが残る場合があります。
- ・ RIKEGUARD®フィルム表面の汚れを拭き取ることで、繰り返し使用することができます。



動画で
紹介して
います！

▼商品特徴はこちら▼



▼着脱方法はこちら▼



 **平岡工業** 株式会社

モノづくりトータルサポートメーカー

〒731-3168

広島県広島市安佐南区伴南二丁目5番19-31号

TEL : 082-849-6007 (代) FAX : 082-849-6017

URL : <http://www.hiraokaind.co.jp>